



# บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จำกัด

900 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  
โทร 0-2321-9387 (12 สายอัตโนมัติ), 0-2322-0012-6, 0-2321-1424  
โทรสาร 0-2321-9389, 0-2321-9387  
อีเมลล์: sales@cscthai.com  
เว็บไซต์: www.cscthai.com

โทรด่วน 08-1755-0036

ติดต่อวางสาย จะโทรกลับทันที  
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

## รายการผลิตภัณฑ์

### Chromatographic Immuno Assays

ที่	รายการผลิตภัณฑ์	เวลาดทดสอบ	คอนโทรล	ชนิดสิ่งส่งตรวจ	คุณสมบัติ
1	CORE HIV 1/2 25 Cassettes	15 นาที	Procedural Control	เซรัม/พลาสมา/โลหิต	ตรวจหา anti-HIV1 และ anti-HIV2 IgM & IgG
2	CORE LEPTOSPIROSIS 25 Cassettes	15 นาที	Procedural Control	เซรัม/พลาสมา	ตรวจหา anti-Lepto IgM
3	CORE MALARIA Pf/Pv 25 Cassettes	15 นาที	Procedural Control	เซลล์เม็ดเลือดแดง	ตรวจเชื้อ Malaria ในเม็ดเลือดแดง แยกชนิด Pf และ Pv
4	CORE DENGUE 25 Cassettes	15 นาที	Procedural Control	เซรัม/พลาสมา	ตรวจหา anti-Dengue IgM & IgG แยกกัน/บอก Primary-Secondary
5	CORE TB 25 Cassettes	15 นาที	Procedural Control	เซรัม/พลาสมา/โลหิต	ตรวจ anti-TB โดยไม่มีบวกปลอมกับ TB vaccination
6	Espline Influenza A&B-N 10 Tests	15 นาที	Procedural Control	ของเหลวภายในโพรงจมูก ปอด และ ลำคอ ส่วนต้น	ตรวจหาใช้หัววัดใหญ่ชนิด A และ ชนิด B หลาย Strain และยังสามารถตรวจ Strain ใช้หัววัดนกสายพันธุ์ไทย (H5N1) และใช้หัววัด 2009 (H1N1) ได้
7	Espline TP Card 40 Tests	15 นาที	Procedural Control	เซรัม/พลาสมา	ตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อซิฟิลิซิส
8	One Step Malaria Pf/Pv Card 40 Tests	15 นาที	Procedural Control	เลือดรวม	ตรวจเชื้อมาลาเรียชนิด Pf และ Pv
9	One Step PSA Test Card 40 Tests	15 นาที	Functional Control	(1) เซรัม (2) วัตถุที่ปนเปื้อนอสุจิ	(1) ตรวจหาเนื้องอกในต่อมลูกหมาก, (2) ใช้ตรวจพิสูจน์น้ำอสุจิของเพศชาย
10	One Step HBs Ag Strip 50 Tests	15 นาที	Functional Control	เซรัม/พลาสมา/โลหิต	ตรวจหา HBs Surface antigens ระดับ 0.5 ng/ml
11	One Step HBs Ag Card 40 Tests	15 นาที	Functional Control	เซรัม/พลาสมา/โลหิต	ตรวจหา HBs Surface antigens ระดับ 0.5 ng/ml
12	One Step HBs Ab Strip 50 Tests	15 นาที	Functional Control	เซรัม/พลาสมา/โลหิต	ตรวจหา anti-HBs ระดับ 10 mIU/ml ขึ้นไป
13	One Step HBc Ab Card 40 Tests	15 นาที	Functional Control	เซรัม/พลาสมา/โลหิต	ตรวจหา anti-HBc
14	One Step HBc IgM Card 40 Tests	15 นาที	Functional Control	เซรัม/พลาสมา/โลหิต	ตรวจหา anti-HBc IgM
15	One Step HBe Ag Card 40 Tests	15 นาที	Functional Control	เซรัม/พลาสมา/โลหิต	ตรวจหา HBe-Ag
16	One Step HBe Ab Card 40 Tests	15 นาที	Functional Control	เซรัม/พลาสมา/โลหิต	ตรวจหา anti-HBe
17	One Step HCV Card 40 Tests	15 นาที	Functional Control	เซรัม/พลาสมา/โลหิต	ตรวจหาแอนติบอดีต่อ HCV
18	One Step Anti-HCV Strip 50 Tests	15 นาที	Functional Control	เซรัม/พลาสมา/โลหิต	ตรวจหาแอนติบอดีต่อ HCV
19	One Step TP Card 40 Tests	15 นาที	Functional Control	เซรัม/พลาสมา/โลหิต	ตรวจหา anti-Treponema Pallidum IgM & IgG
20	One Step Anti-TP Strip 50 Tests	15 นาที	Functional Control	เซรัม/พลาสมา/โลหิต	ตรวจหา anti-Treponema Pallidum IgM & IgG
21	One Step HCG Strip 50 Tests	3-10 นาที	Functional Control	ปัสสาวะ	ตรวจการตั้งครรภ์หลังขาดประจำเดือน
22	One Step MET Strip 50 Tests	3-8 นาที	Functional Control	ปัสสาวะ	ตรวจหา Methamphetamine ระดับ 500 ng/ml
23	One Step MET Card 40 Tests	3-8 นาที	Functional Control	ปัสสาวะ	ตรวจหา Methamphetamine ระดับ 500 ng/ml
24	One Step OPIATES Card 40 Tests	3-8 นาที	Functional Control	ปัสสาวะ	ตรวจหาอนุพันธ์ของสารเสพติด มอร์ฟีน ฟีนเฮโรอิน
25	One Step Cannabinoids Card 40 Tests	3-8 นาที	Functional Control	ปัสสาวะ	ตรวจหาอนุพันธ์ของกัญชา



# บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จำกัด

900 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  
โทร 0-2321-9387 (12 สายอัตโนมัติ), 0-2322-0012-6, 0-2321-1424  
โทรสาร 0-2321-9389, 0-2321-9387  
อีเมล: sales@cscthai.com  
เว็บไซต์: www.cscthai.com

โทรด่วน 08-1755-0036

ติดต่อวางสาย จะโทรกลับทันที  
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

## Chromatographic Immuno Assays (ต่อ)

ที่	รายการผลิตภัณฑ์	เวลาทดสอบ	คอนโทรล	ชนิดสิ่งส่งตรวจ	คุณประโยชน์
26	One Step Benzodiazepines (BZO) Card 40 Tests	3-8 นาที	Functional Control	ปัสสาวะ	ตรวจหาอนุพันธ์ของ Benzodiazepines
27	One Step Anti-HIV 1/2 Tri-Line Card 40 Tests	15 นาที	Functional Control	เซรัม/พลาสมา/โลหิต	ทดสอบและจำแนก Anti-HIV 1 และ Anti-HIV 2
28	Chikungunya IgM Card 30 Tests	15 นาที	Procedural Control	เซรัม/พลาสมา/โลหิต	ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อชิคุนกุนยา
29	DUO DENGUE/CHIK Combo 30 Tests	15 นาที	Procedural Control	เซรัม/พลาสมา/โลหิต	แยกการติดเชื้อของชิคุนกุนยาและเด็งกี
30	ONSITE FOB-HI RAPID 25 Tests	15 นาที	Procedural Control	อุจจาระ	ตรวจหา Human Hemoglobin ในอุจจาระ
31	ONSITE HAV IgM 30 Tests	15 นาที	Procedural Control	เซรัม/พลาสมา/โลหิต	ตรวจหา anti-Hepatitis A IgM
32	One Step H.Pylori Card 40 Tests	15 นาที	Functional Control	เซรัม/พลาสมา/โลหิต	ตรวจหาแอนติบอดีต่อ H.Pylori
33	Humasis FOB Rapid Card 50 Tests	5 นาที	Procedural Control	อุจจาระ	ตรวจโลหิตออกในระบบทางเดินอาหาร
34	Humasis CEA Rapid Card 30 Tests	5 นาที	Procedural Control	เซรัม/พลาสมา/โลหิต	ตรวจสารบ่งบอกมะเร็งในลำไส้ใหญ่
35	Humasis AFP Rapid Card 30 Tests	10 นาที	Procedural Control	เซรัม/พลาสมา	ตรวจหาสารบ่งบอกมะเร็งในตับ
36	Humasis Cardiac Triple Tests 10 Cards	15 นาที	Procedural Control	เซรัม/พลาสมา/โลหิต	ตรวจ myoglobin, Troponin I, CK-MB แยกกัน/บ่งชี้ AMI
37	Humasis Troponin I Card 10 Tests	15 นาที	Procedural Control	เซรัม/พลาสมา/โลหิต	ตรวจ troponin I ระดับ 0.5 ng/ml ขึ้นไป

## Haemagglutination Immuno Assays

ที่	รายการผลิตภัณฑ์	เวลาทดสอบ	คอนโทรล	ชนิดสิ่งส่งตรวจ	คุณประโยชน์
38	SERODIA-HBs 50x4 Tests	30 - 60 นาที	Positive, Negative	เซรัม/พลาสมา	ตรวจหา HBs Surface Antigens

## Latex Agglutination

ที่	รายการผลิตภัณฑ์	เวลาทดสอบ	คอนโทรล	ชนิดสิ่งส่งตรวจ	คุณประโยชน์
39	TRUST 100 Tests	3-5 นาที	Positive, Negative	เซรัม/พลาสมา	ตรวจ Reagin จากการศึกษาซีฟฟิลิซิส

## ชุดอุปกรณ์ทดสอบโรคเบาหวาน

ที่	รายการผลิตภัณฑ์	ชนิดผลิตภัณฑ์	ชนิดสิ่งส่งตรวจ	คุณประโยชน์
40	SimpDo Glucose Meter Set	เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด	โลหิตจากปลายนิ้ว	ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดโดยอาศัยแผ่นทดสอบ
41	SimpDo Glucose Strip 25 Tests	แผ่นทดสอบน้ำตาลในเลือด	โลหิตจากปลายนิ้ว	แผ่นทดสอบน้ำตาลในเลือด



# บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จำกัด

900 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  
โทร 0-2321-9387 (12 สายอัตโนมัติ), 0-2322-0012-6, 0-2321-1424  
โทรสาร 0-2321-9389, 0-2321-9387  
อีเมลล์: sales@cscthai.com  
เว็บไซต์: www.cscthai.com

โทรด่วน 08-1755-0036

ติดแล้ววางสาย จะโทรกลับทันที  
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

## Gelatin Microparticle Agglutination

ที่	รายการผลิตภัณฑ์	เวลาดทดสอบ	คอนโทรล	ชนิดสิ่งส่งตรวจ	คุณสมบัติ
42	SERODIA-HIV 5x20 Tests	60-120 นาที	Positive, Negative	เซรัม/พลาสมา	ตรวจหา anti-HIV IgM & IgG
43	SERODIA-HIV 4x55 Tests	60-120 นาที	Positive, Negative	เซรัม/พลาสมา	ตรวจหา anti-HIV IgM & IgG
44	SERODIA-HIV 5x110 Tests	60-120 นาที	Positive, Negative	เซรัม/พลาสมา	ตรวจหา anti-HIV IgM & IgG
45	SERODIA-HIV 1/2 5x20 Tests	60-120 นาที	Positive, Negative	เซรัม/พลาสมา	ตรวจหา anti-HIV-1 และ/หรือ anti-HIV-2 IgM & IgG
46	SERODIA-HIV 1/2 4x55 Tests	60-120 นาที	Positive, Negative	เซรัม/พลาสมา	ตรวจหา anti-HIV-1 และ/หรือ anti-HIV-2 IgM & IgG
47	SFD HIV 1/2 PA 5x20 Tests	60-120 นาที	Positive, Negative	เซรัม/พลาสมา	ตรวจหา anti-HIV-1 และ/หรือ anti-HIV-2 IgM & IgG
48	SERODIA-HCV 55x4 Tests	60-120 นาที	Positive, Negative	เซรัม/พลาสมา	ตรวจหา anti-HCV IgM & IgG
49	SERODIA-TP-PA 20x5 Tests	60-120 นาที	Positive, Negative	เซรัม/พลาสมา	ตรวจหา anti-Treponema Pallidum IgM & IgG
50	SERODIA-TP-PA 55x4 Tests	60-120 นาที	Positive, Negative	เซรัม/พลาสมา	ตรวจหา anti-Treponema Pallidum IgM & IgG
51	SERODIA-TP-PA 300x2 Tests	60-120 นาที	Positive, Negative	เซรัม/พลาสมา	ตรวจหา anti-Treponema Pallidum IgM & IgG
52	SERODIA-MYCO-II 5x5 Tests	60-120 นาที	Positive, Negative	เซรัม/พลาสมา	ตรวจหา anti-Mycoplasma Pneumonia IgM&IgG
53	SERODIA-HTLV-I 55x4 Tests	60-120 นาที	Positive, Negative	เซรัม/พลาสมา	ตรวจหา anti-HTLV-1 IgM & IgG

## Blood Groupings

ที่	รายการผลิตภัณฑ์	ชนิดผลิตภัณฑ์	ชนิดสิ่งส่งตรวจ	คุณสมบัติ
54	Core Anti-A 10 ml	Monoclonal Blood Grouping Antibodies for Slide and Tube Tests	โลหิต	ตรวจหมู่เลือด A
55	Core Anti-B 10 ml	Monoclonal Blood Grouping Antibodies for Slide and Tube Tests	โลหิต	ตรวจหมู่เลือด B
56	Core Anti-AB 10 ml	Monoclonal Blood Grouping Antibodies for Slide and Tube Tests	โลหิต	ตรวจหมู่เลือด AB
57	Core Anti-D(Rho) IgM & IgG 10 ml	Monoclonal Blood Grouping Antibodies for Slide and Tube Tests	โลหิต/เม็ดเลือดแดง	ตรวจหมู่เลือด Rh

## Isothermal PCR

ที่	รายการผลิตภัณฑ์	เวลาดทดสอบ	คอนโทรล	ชนิดสิ่งส่งตรวจ	คุณสมบัติ
58	HCV rt ISOTHERMAL AMP-DNA Strip 20 Tests	2 ชั่วโมง	Positive, Negative	เซรัม/พลาสมา/โลหิต	ตรวจ RNA ของ Hepatitis C ในอุณหภูมิคงที่ (โดยอาศัย Incubator เท่านั้น) แปลผลโดย Rapid Chromatography มีระบบป้องกันการปนเปื้อนอย่างสมบูรณ์ในห้องปฏิบัติการโดยทั่วไป
59	TB ISOTHERMAL AMP 20 Tests	2 ชั่วโมง	Positive, Negative	Sputum	ทดสอบ DNA ของ TB ในอุณหภูมิคงที่ (โดยอาศัย Incubator เท่านั้น) แปลผลโดย Rapid Chromatography มีระบบป้องกันการปนเปื้อนอย่างสมบูรณ์ในห้องปฏิบัติการโดยทั่วไป
60	TP PCR-DNA Strip 20 Tests	2 ชั่วโมง	Positive, Negative	Swab จากอวัยวะที่ติดเชื้อ	ตรวจ DNA โดยอาศัย Thermocycler แปลผลโดย Rapid Chromatography มีระบบป้องกันการปนเปื้อนอย่างสมบูรณ์ในห้องปฏิบัติการโดยทั่วไป



# บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จำกัด

900 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  
โทร 0-2321-9387 (12 สายอัตโนมัติ), 0-2322-0012-6, 0-2321-1424  
โทรสาร 0-2321-9389, 0-2321-9387  
อีเมล: sales@cscthai.com  
เว็บไซต์: www.cscthai.com

โทรด่วน 08-1755-0036

ติดต่อวางสาย จะโทรกลับทันที  
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

## Isothermal PCR (ต่อ)

ที่	รายการผลิตภัณฑ์	เวลาทดสอบ	คอนโทรล	ชนิดสิ่งส่งตรวจ	คุณสมบัติ
61	HPV16-18 PCR-DNA Strip 20 Tests	2 ชั่วโมง	Positive, Negative	Swab	ตรวจ HPV16, HPV18 DNA โดยอาศัย Thermocycler แปลผลโดย Rapid Chromatography มีระบบป้องกันการปนเปื้อนอย่างสมบูรณ์ในห้องปฏิบัติการโดยทั่วไป
62	HPV6-11 PCR-DNA Strip 20 Tests	2 ชั่วโมง	Positive, Negative	Swab	ตรวจ HPV6, HPV11 DNA โดยอาศัย Thermocycler แปลผลโดย Rapid Chromatography มีระบบป้องกันการปนเปื้อนอย่างสมบูรณ์ในห้องปฏิบัติการโดยทั่วไป
63	Influenza A H1N1 ISO-THERMAL RTPCR 20 Tests	2 ชั่วโมง	Positive, Negative	Nasal Swab	ตรวจ RNA ของ Influenza H/2009 โดยอาศัยอุณหภูมิคงที่ แปลผลโดย Rapid Chromatography มีระบบป้องกันการปนเปื้อนอย่างสมบูรณ์ในห้องปฏิบัติการโดยทั่วไป

## เครื่องมือห้องปฏิบัติการ

ที่	รายการผลิตภัณฑ์	ชนิดผลิตภัณฑ์	ขนาด	คุณสมบัติ
64	Pipette Pump 2 ml	อุปกรณ์ช่วยดูดของเหลว ใช้ร่วมกับซีโรปิเปตต์ชนิดแก้ว	สำหรับ 2 ml	ใช้แทนลูกยาง
65	Pipette Pump 10 ml	อุปกรณ์ช่วยดูดของเหลว ใช้ร่วมกับซีโรปิเปตต์ชนิดแก้ว	สำหรับ 10 ml	ใช้แทนลูกยาง
66	Pipette Pump 25 ml	อุปกรณ์ช่วยดูดของเหลว ใช้ร่วมกับซีโรปิเปตต์ชนิดแก้ว	สำหรับ 25 ml	ใช้แทนลูกยาง
67	Auto pipette 1-10 ul รุ่น H10	อุปกรณ์ดูดถ่ายของเหลว	สำหรับ 1-10 ul	ใช้ดูดถ่ายของเหลว เซรามิก/พลาสติก
68	Auto pipette 1-10 ul รุ่น P10	อุปกรณ์ดูดถ่ายของเหลว	สำหรับ 1-10 ul	ใช้ดูดถ่ายของเหลว เซรามิก/พลาสติก
69	Auto pipette 10-100 ul รุ่น H100	อุปกรณ์ดูดถ่ายของเหลว	สำหรับ 10-100 ul	ใช้ดูดถ่ายของเหลว เซรามิก/พลาสติก
70	Auto pipette 10-100 ul รุ่น P100	อุปกรณ์ดูดถ่ายของเหลว	สำหรับ 10-100 ul	ใช้ดูดถ่ายของเหลว เซรามิก/พลาสติก
71	Auto pipette 100-1000 ul รุ่น H1000	อุปกรณ์ดูดถ่ายของเหลว	สำหรับ 100-1000 ul	ใช้ดูดถ่ายของเหลว เซรามิก/พลาสติก
72	Auto pipette 100-1000 ul รุ่น P1000	อุปกรณ์ดูดถ่ายของเหลว	สำหรับ 100-1000 ul	ใช้ดูดถ่ายของเหลว เซรามิก/พลาสติก
73	Auto pipette 1000-5000 ul รุ่น H5000	อุปกรณ์ดูดถ่ายของเหลว	สำหรับ 1000-5000 ul	ใช้ดูดถ่ายของเหลว เซรามิก/พลาสติก
74	Auto pipette 1-10 ml รุ่น H10 ML	อุปกรณ์ดูดถ่ายของเหลว	สำหรับ 1-10 ml	ใช้ดูดถ่ายของเหลว เซรามิก/พลาสติก
75	Auto pipette 20-200 ul รุ่น P8x200	อุปกรณ์ดูดถ่ายของเหลว	สำหรับ 20-200 ul	ใช้ดูดถ่ายของเหลว เซรามิก/พลาสติก
76	Auto pipette Tips 1-10 ul	หัวดูดถ่ายปิเปตต์ (แพ็คเกจ 1,000 ชิ้น)	สำหรับ 1-10 ul	ใช้ดูดถ่ายของเหลว เซรามิก/พลาสติก
77	Auto pipette Tips 2-200 ul (สีเหลือง)	หัวดูดถ่ายปิเปตต์ (แพ็คเกจ 1,000 ชิ้น)	สำหรับ 2-200 ul	ใช้ดูดถ่ายของเหลว เซรามิก/พลาสติก
78	Auto pipette Tips 1000-5000 ul	หัวดูดถ่ายปิเปตต์ (แพ็คเกจ 500 ชิ้น)	สำหรับ 1000-5000 ul	ใช้ดูดถ่ายของเหลว เซรามิก/พลาสติก
79	Auto pipette Tips 1-10 ml	หัวดูดถ่ายปิเปตต์ (แพ็คเกจ 500 ชิ้น)	สำหรับ 1-10 ml	ใช้ดูดถ่ายของเหลว เซรามิก/พลาสติก